



一次性使用吸痰管
Suction Catheter

管类




序号 Item	规格 Size	型号 Model	包装 package	长度 (cm) Length	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-001	4FR-20FR	台式接头、Y型接头、喇叭口接头、T型接头	吸塑 Blister	50	57*27*37	500	导管使用普通透明料或弹性磨砂料。 The catheter use ordinary transparent material or elastic abrasive materia.

一次性使用导尿管
Nelaton Catheter




序号 Item	规格 Size	包装 package	长度 (cm) Length	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-002	4FR-20FR	吸塑 Blister	40	49*23*37	500	导管使用普通透明料或弹性磨砂料。 The catheter use ordinary transparent material or elastic abrasive materia.

一次性使用肛门管 Rectal Catheter




序号 Item	规格 Size	包装 package	长度 (cm) Length	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-003	22FR-36FR	吸塑 Blister	40	49*23*37	300	导管使用普通透明料 The catheter use ordinary transparent material



一次性使用胃管 Stomach tube

序号 Item	规格 Size	包装 package	长度 (cm) Length	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-004	4FR-22FR	PE	120	52*44*48	480	导管使用普通透明料或弹性磨砂料。带有X光显影线，在管身45,55,65和75cm处喷码。The catheter use ordinary transparent material or elastic abrasive materia.It has development line. And it has tick marks with 45,55,65and 75.

一次性使用喂食管 Feeding Tube



序号 Item	规格 Size	包装 package	长度 (cm) Length	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-005	4FR-8FR	吸塑 Blister	40	49*23*37	500	导管使用普通透明料或弹性磨砂料。带有X光显影线，在管身14,15,16至20处标刻度点。The catheter use ordinary transparent material or elastic abrasive materia.It has development line. And it has marks from 14 to 20.
	10FR-20FR	PE	120	62*44*34		导管使用普通透明料或弹性磨砂料。带有X光显影线，在管身45,55,65和75处喷码。The catheter use ordinary transparent material or elastic abrasive materia.It has development line. And it has tick marks with 45,55,65and 75.

一次性使用吸痰瓶
Mucus Suction Set



序号 Item	规格 Size	型号 Model	箱规(cm) carton Gauge	装箱数(只) pcs/carton	备注 Note
MHG-006	6RF-16FR	喇叭口接头	59*29*37	250	瓶体容量25ml. The bottle capacity is 25ml.




一次性使用连接管
Disposable
Connecting Tube

货号 Cat.No.	规格型号 Specification & Size	管长(cm) Pipe length	箱规(cm) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHG-007	3/16 英寸 3/16 Inch	200	60*34*26	100
	1/4 英寸 1/4 Inch	200	60*34*28	
	9/32 英寸 9/32 Inch	200	48*30*45	50

面罩类

一次性使用氧气面罩
Disposable Oxygen Mask



货号 Cat.No.	规格型号 Specification & Size	管长(cm) Pipe length	箱规(cm) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHM-001	成人加长/XL Adult Elongated	200(5mm Φ)	52*32*32	100
	成人/L Adult Standard	200(5mm Φ)	52*32*32	100
	儿童加长/M Pediatric Elongated	200(5mm Φ)	48*36*27	100
	儿童/S Pediatric Standard	200(5mm Φ)	48*36*27	100

一次性使用雾化面罩


Disposable Nebulizer Mask



货号 Cat.No.	规格型号 Specification & Size	管长(cm) Pipe length	箱规(cm) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHM-002	成人加长/XL Adult Elongated	200(5.5mmΦ)	51*38*36	100
	成人/L Adult Standard	200(5.5mmΦ)	51*38*36	100
	儿童加长/M Pediatric Elongated	200(5.5mmΦ)	49*38*33	100
	儿童/S Pediatric Standard	200(5.5mmΦ)	49*38*33	100

一次性使用鼻氧管

Disposable Nasal Oxygen Cannula



货号 Cat.No.	规格 Specification	型号 Size	主管长(cm) Pipe length	副管长(cm) Auxiliary pipe length	箱规(cm) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHM-003	成人型 Adult	注塑 Molding plastic	200(5mmΦ)	50(0.33Φ)	46*28*34	200
	儿童型 Pediatric	注塑 Molding plastic	200(5mmΦ)	50(0.33Φ)	46*28*34	200
	幼儿型 Infant	注塑 Molding plastic	200(5mmΦ)	50(0.33Φ)	46*28*34	200
	新生儿型 Newborn	注塑 Molding plastic	200(5mmΦ)	50(0.33Φ)	46*28*34	200

尿袋类



MHN-001

MHN-002

MHN-003



MHN-004



MHN-005



MHN-006



MHN-007

MHN-008

MHN-009



MHN-010



MHN-011

一次性使用冲洗袋

Disposable Enema Bag


其它类



货号 Cat.No.	规格/型号 Specification & Size	长度(CM) Length	包装方式 Packing way	箱规(CM) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHQ-001	1500ml	150	PE	60*40*29	250
	1750ml	150	PE	60*40*29	250
	2000ml	150	PE	60*40*29	250

一次性使用喂食袋

Disposable Feeding Bag



货号 Cat.No.	规格/型号 Specification & Size	长度(CM) Length	包装方式 Packing way	箱规(CM) Caton gauge	装箱数(只) pcs/carton
MHQ-002	1000ml	180	PE	60*40*29	100
	1500ml				
	1750ml				
	2000ml				